

LECANTE

125 rue Bataille – 69008 LYON
Tél : 04 72 84 77 30 / Fax : 04 78 60 84 87
com@lecante.com

56 rue des Docteurs Charcot – 42100 SAINT-ETIENNE
Tél : 04 77 57 62 64 / Fax : 04 77 80 82 39
st-etienne@lecante.com

106 quai de la Rize – 73000 CHAMBERY
Allée de la Mandallaz – 74370 METZ TESSY – ANNECY
Tél : 04 79 85 71 21 / Fax : 04 79 70 13 45
chambery@lecante.com

76 rue d'Autun – 71100 CHALON S/SAÔNE
Tél : 03 85 93 67 79 / Fax : 03 85 42 94 87
chalon@lecante.com

176b avenue Victor Hugo – 26000 VALENCE
Tél : 04 75 40 81 40 / Fax : 04 75 40 87 55
valence@lecante.com

105 rue de l'Arc - 69400 VILLEFRANCHE
Tél : 06 15 70 84 96 / Fax : 04 78 60 84 87
villefranche@lecante.com

LECANTE ORTHO-SUD

25 bd Saint Marcel – 13008 MARSEILLE
Tél : 04 91 79 32 44 / Fax : 04 91 25 41 50
orthosud@lecante.com

LECANTE LEBRE

371 av Dr Lefebvre – 06270 VILLENEUVE LOUBET
Tél : 04 93 88 87 50 / Fax : 04 93 82 52 97
nice@lecante.com

LECANTE NOVELLI

6 rue de Reims – 75013 PARIS
Tél : 01 45 83 76 50 / Fax : 01 45 86 69 87
novelli@lecante.com

4 rue d'Alembert– 76140 PETIT QUEVILLY – ROUEN

Tél / fax : 02 32 11 74 51
lepetitquevilly@lecante.com

14 rue du Four à Chaux – 59000 LILLE

Tél : 03 20 52 87 08 / Fax : 03 20 52 83 51
lille@lecante.com

LECANTE HANDVIE

27 avenue d'Orvilliers – 03000 MOULINS
Vacation à CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 70 46 85 46 / Fax : 04 70 44 80 63
handvie@lecante.com

LECANTE AZUR ORTHOPEDIE

Quart Beau Vèze – 83320 CARQUEIRANNE
Tél : 04 94 48 28 92 / Fax : 04 94 31 64 85
azurorthopedie@lecante.com

Déclaration CE pour les dispositifs médicaux sur mesure.

La société Lecante certifie que cet appareil est à usage exclusif du patient cité ci-dessus. Cet appareil est conforme aux exigences essentielles de l'annexe I du décret 95-292 à l'exception du paragraphe 13-3 relatif à l'étiquetage, s'agissant d'un dispositif sur mesure, non emballé, dont l'identification est évidente pour l'utilisateur.

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification sur les informations recueillies. Celles-ci sont exclusivement destinées à notre usage interne, et à votre organisme payeur.

Le délai de garantie de votre appareil est de trois ou cinq ans, les composants de prothèse sont généralement garantis un an par les fournisseurs.

Le petit matériel d'orthopédie est garanti un an.

La garantie ne s'applique pas:

En cas de variations physiologiques ou pathologiques de la morphologie du patient.

En cas d'accident, lorsqu'il n'est pas démontré que celui-ci est imputable à la mauvaise qualité des matières ou à un défaut de fabrication.

En cas de défaut d'entretien imputable à l'utilisateur et dans tous les cas d'espèces pouvant être arbitrés par les commissions médicales d'appareillage.



www.lecante.com

notice TR ttt version 1206



NOTICE D'UTILISATION

CORSET DE TRAITEMENT



Vous venez de bénéficier d'un appareil orthopédique.

Afin de vous garantir un confort optimal, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice.

Votre corset a été fabriqué par un orthoprothésiste agréé sur prescription de votre médecin.

Les instructions concernant le port du corset sont définies par votre médecin prescripteur, il faut les respecter strictement.

Sa confection a été réalisée à vos mesures, et votre appareil ne doit être porté que par vous même.

Votre orthoprothésiste



MISE EN PLACE ET SUIVI

- Pour votre confort et pour faciliter l'entretien de votre corset, portez-le sur un maillot de corps en coton.
Le corset doit être calé sur les hanches et la taille.
Le serrage doit s'effectuer progressivement, en commençant par le bas.
Poser les mains sur les hanches et pousser le thorax vers le haut afin de dégager les épaules.
Un repère sur les fermetures est réalisé par votre orthoprothésiste indiquant le serrage approprié
Une adaptation progressive et un suivi régulier lors de visites de contrôle vous seront proposés
- ◆ Corset polyvalves se fermant par vis: Entrouvrir le corset et se glisser à l'intérieur. Sans blocage excessif, le vissage doit être effectué jusqu'en butée.
 - ◆ Corset monocoque: Entrouvrir le corset et se glisser à l'intérieur. Respecter le serrage indiqué par votre orthoprothésiste
 - ◆ Corset de Milwaukee: Entrouvrir le corset et se glisser bras an avant entre les mâts postérieurs, placer puis serrer la ceinture sur les hanches. Fixer les mains ou plaques dorsales et fermer le collier

HYGIENE ET ENTRETIEN

- Une **hygiène corporelle quotidienne** permet de réduire les risques d'irritation.
- ◆ Changer de maillot tous les jours.
 - ◆ La fréquence minimum de nettoyage de l'appareil est de **une fois par semaine**. Elle peut être augmentée en fonction de votre activité, et du temps de port de votre appareil.
 - ◆ matière plastique: Laver, intérieur et extérieur, à l'eau et au savon de Marseille, sécher avec une serviette,
 - ◆ les velcros: brosser les de préférence sans les mouiller.
 - ◆ les peausseries: Laisser sécher dès qu'il n'est plus porté et pulvériser un produit bactéricide et fongicide (en vente en pharmacie et magasin spécialisé).
 - ◆ Appareil avec armature métallique: passer un linge humide sur le métal et brosser dans les interstices.
 - ◆ Changer les vis avant usure complète (nous fournissons les vis de rechange)
 - ◆ À la fin de la période d'adaptation, les mâts métalliques peuvent être à la demande recouverts de protections autocollantes.

STOCKAGE

- ◆ L'appareil doit être entreposé à l'air ambiant dès qu'il n'est plus porté.
- ◆ De très fortes chaleurs peuvent entraîner leur déformations, il est déconseillé de l'entreposer près d'une source de chaleur (radiateur, cheminée...) ou derrière une vitre au soleil (voiture, véranda, fenêtre...)
- ◆ Ne pas le laisser à la portée des animaux domestiques.

PRECAUTIONS

- ◆ En cas de besoin, vous pouvez prendre rendez-vous pour un contrôle de votre appareillage. Et vous devez nous contacter rapidement dans les cas suivants :
 - douleurs dues à l'appareil.
 - rougeurs persistantes.
 - altération du système de fermeture.
 - modification de votre poids.
- ◆ Pour que votre corset ou minerve reste adapté(e), il est nécessaire d'éviter toute prise ou perte de poids importante.
- ◆ Pour votre bien-être, limiter les aliments qui font gonfler l'estomac : boissons gazeuses, féculents, pain frais, viennoiseries, fruits. Mangez plus souvent, en petite quantité.
- ◆ **Avertissement**: Si votre médecin vous autorise la pratique d'une activité sportive ou la conduite d'une voiture avec votre corset ou votre minerve, nous vous recommandons de vous rapprocher de votre compagnie d'assurance afin de vérifier le maintien de vos garanties